



2ème Année Ingénieur - Informatique

Manuel d'utilisation:

Gestion de projets IOECG

Rédigé le 11/04/2025 par le groupe 1




Table des matières

1. Créer son premier projet complet	1
1.1. Se connecter à l'application web	1
1.2. Démarrer le formulaire de création de projet	2
2. Gérer le projet	13
2.1. Explorer dans le projet	13
2.2. Ajouter les éléments de chaque champ d'un projet	14
2.3. Supprimer les éléments de chaque champ d'un projet	15
2.4. Rendre un administrateur ou non un de vos collaborateurs	17
2.5. Suppression d'un projet	18
3. Autres fonctionnalités	20
3.1. Mettre le thème sombre	20
3.2. Catalogue de modèles	21
3.3. A propos	22
3.4. Support	23
3.5. Mon Profil	24
3.6. Déconnexion	24

1. Créer son premier projet complet

1.1. Se connecter à l'application web


Connectez-vous avec le mail et le mot de passe que votre administrateur vous a communiqués.



2025 Institut de Recherche pour le Développemen

1.2. Démarrer le formulaire de création de projet

Appuyez-vous sur le bouton plus situé en bas et à droite de votre page pour ouvrir le formulaire de création de projet.




Ensuite sélectionnez sur "Ajouter un Dataset"



Puis remplissez le formulaire de la création d'un projet sur les champs suivants :

- Nom du Dataset (exemple : MonPremieDataset)
- Donnée (exemple : {"DonnéeTest":"Hello World"})



Appuyez sur le bouton "Créer" puis appuyez sur le bouton "OK" de la notification qui affirme que le dataset est créé avec succès.




Ensuite appuyez le bouton plus puis sélectionner "Créer un projet"




Puis remplissez le formulaire de la création d'un projet sur les champs suivants :


- Nom du Projet (exemple : MonPremierProjet)
- Description du Projet (exemple : Hello world)




Ajoutez un dataset dans le formulaire en appuyant sur le bouton "Explorer les Datasets".




Sélectionnez le dataset "MonPremierDataset" que vous avez créé précédemment




(Optionnel) Ajoutez un modèle dans le formulaire en appuyant sur le bouton "Explorer les Modèles".




Sélectionnez le premier modèle qui vous est disponible sinon vous pouvez passer à l'étape suivante.




(Optionnel) Ajoutez un collaborateur dans le formulaire en appuyant sur le bouton "Explorer les Collaborateurs".




Sélectionnez le premier collaborateur qui vous est disponible sinon vous pouvez passer à l'étape suivante.



Enfin appuyez sur Créer et vous obtenez cette page et appuyez sur OK.




Voici le résultat attendu du premier projet créé.





2. Gérer le projet

2.1. Explorer dans le projet




Si vous souhaitez sélectionner un projet spécifique, vous pouvez utiliser les filtres pour obtenir les projets attendus.




2.2. Ajouter les éléments de chaque champ d'un projet

Vous pouvez comme dans le formulaire de création d'un projet, ajouter encore un élément dans chaque champ afin de mettre à jour votre projet.




2.3. Supprimer les éléments de chaque champ d'un projet

Si certains éléments ne sont plus désirés, vous avez l'option de les supprimer des champs du projet en appuyant sur le bouton "Supprimer".



Si vous souhaitez supprimer l'un des éléments, un avertissement vous est donné pour être sûr de votre choix.


Si vous êtes sûr de votre choix, appuyez sur "OK".



2.4. Rendre un administrateur ou non un de vos collaborateurs.

Vous pouvez rendre un administrateur ou non un collaborateur afin qu'il ait la capacité ou pas d'éditer votre projet voire supprimer votre projet.


Le rôle est indiqué à chaque collaborateur entre parenthèses "(Rôle attribué)"




© 2025 Institut de Recherche pour le Développement

2.5. Suppression d'un projet

Enfin, si votre travail sur ce projet est terminé, vous pouvez supprimer le projet. Tout d'abord, vous appuyez sur le bouton "Supprimer le projet"



Enfin, si vous êtes certain de supprimer le projet, appuyez sur le bouton "OK".



De plus, l'avertissement vous notifie que le projet a bien été supprimé et appuyez encore sur le bouton "OK".




3. Autres fonctionnalités

Vous pouvez parcourir les autres fonctionnalités de l'application Web afin de découvrir tout son potentiel.




3.1. Mettre le thème sombre

Si vous travaillez tard, il est idéal d'activer le thème sombre de l'application afin de ne pas fatiguer vos yeux en appuyant sur le bouton avec le logo lune.




Ainsi, vous obtenez l'apparence de l'application suivante :



3.2. Catalogue de modèles

Cette page fournit la liste des modèles avec les différentes caractéristiques afin de vous renseigner sur leur utilisation d'après leur description.



© 2025 Institut de Recherche pour le Développement

3.3. A propos

Cette page vous introduit le rôle de l'application Web dans son ensemble afin de vous donner des indications sur son fonctionnement.




À propos

L'électrocardiogramme (ECG) est un examen clé dans le diagnostic des troubles cardiaques, en mesurant les signaux électriques du cœur. Ces signaux, riches en informations, permettent d'évaluer le fonctionnement du cœur et de détecter d'éventuelles anomalies. Pourtant, une grande partie de ces données n'est pas pleinement exploitée en milieu clinique. Pour pallier ce manque, l'équipe du laboratoire UMMISCO de l'IRD a développé des algorithmes d'intelligence artificielle capables de détecter ces anomalies cardiaques. L'application IOECG Web App a été conçue pour intégrer ces modèles d'IA, permettant l'analyse des électrocardiogrammes de manière efficace et accessible. Elle offre aux utilisateurs, notamment médecins, chercheurs et ingénieurs, une plateforme unique pour charger des fichiers ECG, appliquer différents modèles d'intelligence artificielle et obtenir rapidement des résultats sur la détection d'anomalies. Cette approche facilite non seulement la détection des troubles cardiaques, mais aussi la visualisation des zones clés des signaux ECG, rendant le diagnostic et la compréhension plus aisés. Le tout se fait de manière entièrement en ligne, libérant les équipes médicales et de recherche des outils physiques et des techniciens qui seraient autrement nécessaires, et permettant aux professionnels de santé impliqués dans le processus d'en tirer le meilleur parti.

© 2025 Institut de Recherche pour le Développemer

3.4. Support


Cette page fournit des contacts des administrateurs à contacter en cas de difficulté.



3.5. Mon Profil

Vous pouvez éditer vos informations personnelles ainsi que votre mot de passe afin d'entrer les informations correctes de votre profil.

Notamment si le compte fourni par votre administrateur possède un profil avec des informations personnelles arbitraires.



© 2025 Institut de Recherche pour le Développeme

3.6. Déconnexion

Enfin, si vous voulez éteindre votre session. Veuillez appuyer sur votre profil en haut à droite. Puis appuyez sur le bouton "Déconnexion".



Désormais vous êtes retourné à la page de connexion.